



# Clostridium difficile i faeces - Patientinstruktion egenprovtagning

## Inför provtagningen behövs:

- Remiss; elektronisk (Cosmic-etikett) eller pappersremiss.
- Faecesrör med sked.
- Om provet ska skickas med post behövs: transporthylsa och vadderat kuvert med adress och porto.

*Observera! Vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.*



## Gör så här:

1. Märk faecesröret och ev. transporthylsa med namn, personnummer och provtagningsdatum. Ange även datum och tid för provtagningen på remissen.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd medföljande sked och fyll faecesröret med 2-3 skedar avföring (1-2 ml). Sätt tillbaka skeden i faecesröret och skruva på locket.
3. Provet bör omgående lämnas till din hälsocentral, mottagning, vårdavdelning eller provinlämningen på Laboratoriemedicin.
4. Förvara ditt prov i kylskåp (+2-8°C) i väntan på transport till laboratoriet. Provet måste analyseras inom 72 h från provtagningen.
5. Om provet ska skickas med post, lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller närmaste postombud.

**Vid frågor ring:** Mikrobiologen, telefon 063-15 36 25.