



## Parasiter i faeces - Patientinstruktion egenprovtagning

Cystor, Maskägg, Cryptosporidier, Trofozoiter

### Inför provtagningen behövs:

- Remiss; elektronisk (Cosmic-etikett) eller pappersremiss.
- Burk med gul kork, Para-Pak® SAF Fixative (Meridian Bioscience Inc) innehållande formaldehyd och sked.
- Om provet ska skickas med post behövs: transporthylsa och vadderat kuvert med adress och porto.

### Gör så här:

1. Märk faecesburken, ev. transporthylsa och remiss med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Samla avföring på ett papper eller i ett rent kärl.
3. Använd medföljande sked som sitter fast i gula locket och fyll faecesburken så vätskan når upp till röda markeringen. Se bilden till höger. Observera att mängden faeces blir rätt! Undvik tillblandning av urin och vatten från toaletten.
4. Stoppa tillbaka skeden i burken och skruva åt locket. Skaka om burken så att en emulsion bildas.
5. SAF innehåller formaldehyd, hantera provtagningskärl med försiktighet. Vid hudkontakt skölj omedelbart med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. Vid förtäring, ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.
6. Provet bör snarast lämnas till din hälsocentral, mottagning, vårdavdelning eller provinlämningen på Laboratoriemedicin.
7. Förvara ditt prov i rumstemperatur eller kylskåp (+2-8°C) i väntan på transport.



**Vid frågor ring:** Mikrobiologen, telefon 063-15 36 25.